

MICRONEBULIZADOR



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
PR4481	MICRONEBULIZADOR ADULTO O2 C/EXTENSÃO 1,5 MTS
PR4484	MICRONEBULIZADOR INFANTIL O2 C/EXTENSÃO 1,5 MTS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
PR4485	MICRONEBULIZADOR ADULTO AR C/EXTENSÃO 1,5 MTS
PR4483	MICRONEBULIZADOR INFANTIL AR C/EXTENSÃO 1,5 MTS



Os micronebulizadores foram desenvolvidos para atividade de nebulização, gerada pela passagem de oxigênio ou ar comprimido medicinal, facilitando a absorção de medicamento que são transportados pelo fluxo gasoso, carregando as partículas para as vias aéreas. Para seu funcionamento é necessária uma fonte geradora de gás (oxigênio ou ar comprimido medicinal), utilizando a pressão de rede de gases de 3,5 kgf/cm² e controlando a vazão com fluxômetro.

São comumente encontrados nos Prontos Socorros, UTIs, Ambulâncias, Home Care, Recuperação pós Anestésica entre outras unidades hospitalares.

DESCRIÇÃO

A linha de Micronebulizadores possibilita o uso em pacientes adultos e pediátricos, a sua ministração de gases compreende tanto para Oxigênio quanto para Ar comprimido Medicinal seguindo a prescrição médica.

FINALIDADE

Os Micronebulizadores são de uso hospitalar e utilizados no auxílio e no tratamento de pacientes com problemas ou dificuldades respiratórias.

O Micronebulizador tem a função de transformar medicamentos líquidos em pequenas partículas capazes de flutuar através de um fluxo de Oxigênio ou Ar comprimido, tornando assim os medicamentos inaláveis e de fácil absorção.

A inalação promove a umidificação das vias respiratórias e quando ministrado com oxigênio promove um enriquecimento do gás inalado pelo paciente melhorando assim a sua oxigenação e absorção do medicamento.

CARACTERÍSTICAS

- Recipiente confeccionado em PP atóxico, desmontável, resistente a quebra com copo translúcido graduado de 5 a 15 ml;
- Extensão em tubo PVC maleável atóxico com 1,5 metros de comprimento
- Conexões precisas que evitam vazamentos
- Rosca universal padrão ABNT
- Máscara confeccionada em PVC, possui superfície lisa que garante o ajuste perfeito sem colar na pele e aberturas para evitar a concentração de gás carbônico.

(11) 3718-1000

WhatsApp Comercial (11) 96604-0070 (11) 93232-7965



@_romed_



@romed-industria



@Romedoficial

www.romed.com.br